


Anticorps Polyclonal De Lapin Rpl7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18124

Numéro d'article: CM0027478



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin RPL7 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le RPL7 humain, souris et rat. Outil de recherche pour les études sur les protéines ribosomiques et l'analyse de l'appareil de traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPL7 Lapin pAb
Remarques/Alias	L7; uL30; humL7-1; RPL7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6129
ID de Gène	6129
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-248 du RPL7 humain (NP_000962.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18124
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace