


## Ac Pab De Lapin Anti-Rps15A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62244

Numéro d'article: CM0017241



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPS15A humain (uS8), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour l'étude de la fonction de la petite sous-unité ribosomique, de l'érythropoïèse et de l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Ac pAb de lapin anti-RPS15A                                                                                                  |
| Remarques/Alias      | uS8; S15a; DBA20; RPS15A                                                                                                     |
| Espèce               | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (humain)      | 6210                                                                                                                         |
| GeneID               | 6210                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 du RPS15A humain (NP_001010.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                | P62244                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 15kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |