


Rps20 Rabbit Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60866

Numéro d'article: CM0013497



Introduction

RPS20 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé en WB, IF/ICC et ELISA pour la détection de RPS20 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Un outil fiable pour la recherche sur les protéines ribosomiques.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	RPS20 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S20; uS10; RPS20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6224
GeneID	6224
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-119 de RPS20 humain (NP_001014.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60866
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace