


Rps3A Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P61247

Numéro d'article: CM0025474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RPS3A (protéine S3a du ribosome 40S). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des ribosomes et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS3A pAb de lapin
Remarques / Alias	S3A; eS1; FTE1; MFTL; RPS3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6189
GeneID	6189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 de la RPS3A humaine (NP_000997.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61247
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace