


Rrp9 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - 043818

Numéro d'article: CM0019146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RRP9 (O43818) pour les applications de Western blot et d'ELISA. Détecte le RRP9 humain et murin, une protéine associée à la snoRNP U3 et impliquée dans le traitement du pré-ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RRP9 pAb de lapin
Remarques/alias	U3-55K ; RNU3IP2 ; RRP9
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9136
GeneID	9136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 156 à 475 du RRP9 humain (NP_004695.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O43818
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac de glace