

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Runx1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q01196

Numéro d'article: CM0022283



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RUNX1 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec le facteur de transcription RUNX1 humain, murin et de rat, essentiel pour l'hématopoïèse et la recherche sur la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RUNX1
Remarques/Alias	AML1 ; CBFA2 ; EVI-1 ; AMLCR1 ; PEBP2aB ; CBF2alpha ; AML1-EVI-1 ; PEBP2alpha ; RUNX1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	861
Immunogène	Peptide synthétique (acides aminés 171-260 de RUNX1 humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q01196
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac de glace