

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Runx1/2/3 Pour Wb, Elisa - Q01196 / Q13761 / Q13950

Numéro d'article: CM0009100



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre RUNX1/2/3 pour Western blot (WB) et ELISA, reconnaissant RUNX1/2/3 humain et murin. Essentiel pour l'hématopoïèse et le développement des lymphocytes T. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin contre RUNX1/2/3
Remarques / Alias	AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	861/864/860
ID du gène	861/864/860
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 354-453 de RUNX1/2/3 humain (NP_001001890.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace