


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rybp Pour Wb, Elisa - Q8N488

Numéro d'article: CM0018415



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RYBP validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Cible la protéine humaine RYBP, une protéine du groupe Polycomb impliquée dans la répression transcriptionnelle, l'ubiquitination des histones et la suppression tumorale. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RYBP pAb de lapin
Remarques/alias	AAP1; DEDAF; YEAF1; APAP-1; RYBP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	23429
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre l'acide aminé 100 et l'extrémité C-terminale de RYBP humaine (NP_036366.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q8N488
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Avec accumulateur de froid