

S100A10 Lapin Pab - P60903

Numéro d'article: CM0018891



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin S100A10 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît S100A10 humain, murin, rat, singe. Idéal pour la recherche sur la signalisation de phosphorylation et les protéines liant le calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A10 Lapin pAb
Remarques/Alias	42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6281
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-97 de S100A10 humain (NP_002957.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P60903
Poids moléculaire de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace