


S100A5 Pab De Lapin - P33763

Numéro d'article: CM0014105



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine S100A5 (S100D) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Spécifique de la protéine S100A5 humaine, une protéine fixatrice d'ions métalliques (calcium, zinc, cuivre). Idéal pour la recherche sur la signalisation et l'homéostasie métallique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A5 pAb de lapin
Remarques/Alias	S100D; S100A5
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	6276
ID du gène	6276
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 92 de la protéine S100A5 humaine (NP_002953.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P33763
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace