


Ac Mab Souris S100B Pour Wb - P04271

Numéro d'article: CM0009316



Introduction

Anticorps Monoclonal Souris S100B validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît la protéine S100B humaine, souris et rat (11 kDa), une protéine de liaison au calcium fortement exprimée dans les astrocytes. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	S100B Mouse mAb
Remarques/Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6285
GeneID	6285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de la protéine S100B humaine (NP_006263.1)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04271
Poids Protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace