


Mab Lapin Anti-S100B Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P04271

Numéro d'article: CM0003649



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-S100B, validé pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine S100B humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences, neurobiologie et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-S100B
Remarques / Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	6285
GeneID	6285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de la protéine S100B humaine (NP_006263.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04271
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace