

Saa3 Lapin Pab - Saa3

Numéro d'article: CM0014432

Introduction

SAA3 Lapin pAb est un anticorps polyclonal de lapin, validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Il cible la SAA3 de souris et présente une réaction croisée avec la SAA3 humaine, de souris et de rat, ce qui le rend adapté pour la recherche sur l'inflammation et la réponse de phase aiguë.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	I7R3; Saa-3; SAA3
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	6290
ID de gène (Souris)	20210
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-123 de la SAA3P de souris (NP_035445.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace