

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Saa4 Pour Wb, Elisa - P35542

Numéro d'article: CM0020120

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SAA4 (P35542) validé pour WB et ELISA. Cet anticorps dirigé contre la protéine amyloïde A-4 sérique constitutivement exprimée présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat, ce qui le rend idéal pour la recherche sur la réponse de phase aiguë.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAA4 pAb de lapin
Remarques/alias	CSAA ; C-SAA ; SAA4
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6291
ID du gène	6291
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 50 et l'extrémité C-terminale de la protéine SAA4 humaine (NP_006503.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35542
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Pack réfrigérant