

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Safb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15424

Numéro d'article: CM0030376

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SAFB validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée humaine, murine et rat. Cible le facteur d'attachement de l'échafaudage B1 impliqué dans la régulation de la transcription, l'organisation de la chromatine et le contrôle de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SAFB
Remarques/Alias	HAP ; HET ; SAF-B ; SAFB1 ; SAB-B1 ; SAF-B1 ; SAFB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6294
GeneID	6294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de SAFB humain (NP_001188267.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15424
Poids protéique	103 kDa
Expédition	Sac de glace