

Samd3 Lapin Pab - Q8N6K7

Numéro d'article: CM0020941

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SAMD3 (protéine contenant un domaine à motif alpha stérile 3). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée contre l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en protéomique et les études sur l'épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAMD3 Lapin pAb
Remarques / Alias	SAMD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	154075
GeneID	154075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la SAMD3 humaine (NP_001017373.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6K7
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sachet de glace