


Anticorps Polyclonal De Lapin Samm50 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y512

Numéro d'article: CM0026418



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SAMM50 humain (maintenance des crêtes mitochondriales). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'assemblage de la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAMM50 Lapin pAb
Remarques/Alias	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25813
GeneID	25813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du SAMM50 humain (NP_056195.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y512
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace