

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sap18 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00422

Numéro d'article: CM0025629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SAP18 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le SAP18 dans les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la répression transcriptionnelle, l'épissage et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-SAP18
Remarques/Alias	SAP18P ; 2HOR0202 ; SAP18
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-172 du SAP18 humain (NP_005861.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00422
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace