

Anticorps Neutralisant Contre Le Sars-Cov-2 - Sars-Cov-2

Numéro d'article: CM0002104

Introduction

Anticorps monoclonal neutralisant contre le SARS-CoV-2, dérivé d'un immunogène à base de protéine recombinante, avec un taux d'endotoxines <0,1 UE/μg par la méthode LAL. Convient aux applications de recherche impliquant des études de neutralisation du SARS-CoV-2. Expédié sur glace carbonique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps neutralisant contre le SARS-CoV-2
Espèce	SARS-CoV-2
Immunogène	Protéine recombinante
Source	SARS-CoV-2
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	< 0,1 UE/μg de la protéine par la méthode LAL.
Expédition	Glace carbonique