

Pab De Lapin Anti-Nsp1 Du Sars-Cov-2 - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0020073



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NSP1 du SARS-CoV-2, validé pour WB, IP et ELISA. Réagit spécifiquement avec le SARS-CoV-2 ; masse protéique de 141 kDa. Idéal pour la recherche sur les infections virales et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NSP1 du SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 180 de la protéine NSP1 du coronavirus (YP_009742608.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Masse protéique	141 kDa
Expédition	Sac de glace