


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsp6 Du Sars-Cov-2 Pour Wb Et Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0024247



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine non structurale 6 (NSP6) du SARS-CoV-2. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le SARS-CoV-2. Convient pour étudier la formation des organites de réplication virale et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NSP6 du SARS-CoV-2
Identifiant du gène	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 236-290 de la NSP6 du coronavirus (YP_009725302.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids moléculaire de la protéine	794 kDa
Expédition	Sac de glace