

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsp8 Du Sars-Cov-2 Pour Wb, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0020539



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NSP8 du SARS-CoV-2 pour applications WB et ELISA. Détecte la protéine NSP8 du SARS-CoV-2 ; immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur les coronavirus et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NSP8 du SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de la NSP8 du coronavirus (YP_009742615.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids moléculaire de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace