

Nucléoprotéine Du Sars-Cov-2, Pab De Lapin - P0Dtc9

Numéro d'article: CM0021822

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) dirigé contre la nucléoprotéine du SARS-CoV-2 pour WB, DB, IF/ICC, IP et ELISA. Produit chez le lapin contre une protéine de fusion recombinante couvrant les acides aminés 1 à 419 de la nucléoprotéine du coronavirus (P0DTC9). Spécifique du SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Nucléoprotéine du SARS-CoV-2, pAb de lapin
ID du gène	43740575
Immunogène	Protéine recombinante
SWISS	P0DTC9
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
Expédition	Sac réfrigérant