

Sars-Cov-2 Orf3A Lapin Pab - P0Dtc3

Numéro d'article: CM0019825



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SARS-CoV-2 ORF3A validé pour WB et ELISA. Spécifique à la protéine ORF3a du SARS-CoV-2 (P0DTC3). Idéal pour étudier l'égress viral, la fonction viroporine et l'interaction hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 ORF3A Lapin pAb
GeneID	43740569
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'ORF3A du coronavirus (YP_009724391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
Poids protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace