

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Orf9B Du Sars-Cov-2 Pour Wb Et Elisa - P0Dtd2

Numéro d'article: CM0020350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ORF9b du SARS-CoV-2 validé pour Western blot et ELISA. Cible la protéine accessoire virale ORF9b, qui inhibe l'immunité innée de l'hôte par association mitochondriale. Adapté à la recherche sur la COVID-19.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ORF9b du SARS-CoV-2
Espèce	SARS-CoV-2
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 97 de la protéine ORF9b du coronavirus (P0DTD2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD2
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace