

Ac Monoclonal De Souris Contre Le Domaine Rbd De La Protéine Spike Du Sars-Cov-2 Pour La Recherche Et Le Diagnostic - Sars-Cov-2 Spike Rbd

Numéro d'article: CM0006379

Introduction

Ac monoclonal de souris ciblant le domaine RBD de la protéine Spike du SARS-CoV-2 (glycoprotéine Spike). Validé pour WB, DB, IF/CCI et ELISA avec une réactivité croisée spécifique au SARS-CoV-2. Idéal pour la recherche en virologie et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de souris contre le domaine RBD de la protéine Spike du SARS-CoV-2
Remarques / Alias	Glycoprotéine Spike; SARS-CoV-2 Spike RBD
Espèce	SARS-COV-2
Identifiant du gène (Humain)	SARS-CoV-2
Identifiant du gène	43740568
Immunogène	Protéine de fusion recombinante du domaine RBD de la protéine Spike du SARS-CoV-2
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, DB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
Expédition	Sac de glace