

Mab De Lapin Anti-Rbd Du Spike Sars-Cov-2 (N501Y) Pour Wb, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0002707



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RBD du Spike SARS-CoV-2 (N501Y) haute spécificité, validé pour WB et ELISA. Adapté à l'étude des mécanismes d'entrée virale et à la détection de variants dans des applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-RBD du Spike SARS-CoV-2 (N501Y)
Remarques / Alias	glycoprotéine spike ; RBD du Spike SARS-CoV-2 (N501Y)
Espèce	SARS-CoV-2
ID gène (Humain)	43740568
ID gène	43740568
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 450 et 550 du RBD du Spike du SARS-CoV-2 (N501Y) (YP_009724390.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace