

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Protéine Spike S1 Du Sars-Cov-2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0002525



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la glycoprotéine Spike S1 du SARS-CoV-2. Validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Cible un peptide synthétique situé dans la sous-unité S1 (aa 200-300). Pour la recherche sur le SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la protéine Spike S1 du SARS-CoV-2
Remarques / Alias	glycoprotéine de spike ; SARS-CoV-2 Spike S1
ID du gène	43740568
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la protéine Spike S1 du SARS-CoV-2 (YP_009724390.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace