

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sash1 Pour Wb Et Elisa - 094885

Numéro d'article: CM0013589



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SASH1 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte SASH1 dans des échantillons humains et murins. Idéal pour les études sur la signalisation NF- κ B, la migration cellulaire et la pigmentation cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-SASH1
Remarques/Alias	DUH ; DUH1 ; CAPOK ; SH3D6A ; dj323M4.1 ; SASH1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23328
ID du gène	23328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de SASH1 humain (NP_056093.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	094885
Poids protéique	137 kDa
Expédition	Sac de glace