


Pab De Lapin Sbds Pour Wb, Elisa - Q9Y3A5

Numéro d'article: CM0028834



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la SBDS humaine, validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Cible impliquée dans la biogenèse ribosomique et la traduction. Idéal pour la recherche sur l'assemblage ribosomique et le syndrome de Shwachman-Diamond.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAb de lapin SBDS
Remarques/Alias	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	51119
ID du gène	51119
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3A5
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace