


Scn2B Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - O60939

Numéro d'article: CM0024758



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SCN2B (sous-unité régulatrice bêta-2 du canal sodique) validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour étudier la modulation des canaux sodiques voltage-dépendants dans les cellules excitables. Réactivité croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCN2B pAb de lapin
Remarques / Alias	ATFB14; SCN2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6327
GeneID	6327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 160 de la protéine SCN2B humaine (NP_004579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60939
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace