

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scn4B - Scn4B

Numéro d'article: CM0021082

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SCN4B validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine SCN4B humaine, de souris et de rat (~25kDa). Immunogène recombinant. Utile pour les neurosciences et la recherche cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SCN4B Lapin pAb
Remarques/Alias	Gm1471, SCN4B
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	6330
ID de Gène (Souris)	399548
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-228 de SCN4B de souris (Q7M729)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace