

## Anticorps Polyclonal De Lapin Scrn1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12765

Numéro d'article: CM0019520

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant Secernin-1 (SCRN1, SES1) pour Western blot, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'exocytose et de la biologie des mastocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SCRN1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | SES1; SCRN1                                                                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène (Humain)  | 9805                                                                                                                         |
| ID de gène           | 9805                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 195-414 de SCRN1 humain (NP_055581.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                | Q12765                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 46kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |