

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scrn2 Pour Wb Et Elisa - Q96Fv2

Numéro d'article: CM0012826

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SCRN2 de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA. Adapté à la détection de la Secernine-2 humaine et murine, une phosphoprotéine de 47 kDa impliquée dans plusieurs processus cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-SCRN2
Remarques/alias	Ses2 ; SCR2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	90507
ID du gène	90507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 176-425 de la SCR2 humaine (NP_612364.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q96FV2
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant