


Selenok Pab De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9Y6D0

Numéro d'article: CM0021902



Introduction

SELENOK pAb de lapin détecte la SELENOK humaine et murine, une sélénoprotéine impliquée dans la signalisation calcique, l'ERAD et la protection contre le stress oxydatif. Validé pour WB et ELISA, adapté à la recherche immunologique et cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SELENOK pAb de lapin
Remarques/Alias	SELK; HSPC030; HSPC297; SELENOK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	58515
GeneID	58515
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-94 de la SELENOK humaine (NP_067060.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y6D0
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace