


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Transporteur De La Sérotonine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31645

Numéro d'article: CM0017474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-transporteur humain de la sérotonine (SERT/SLC6A4), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la séquence N-terminale. Convient à la recherche en neurosciences et sur la signalisation de la sérotonine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-transporteur de la sérotonine
Remarques/alias	HTT ; 5HTT ; OCD1 ; SERT ; 5-HTT ; SERT1 ; hSERT ; 5-HTTLPR ; Transporteur de la sérotonine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6532
GeneID	6532
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 84 du transporteur humain de la sérotonine (NP_001036.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P31645
Poids moléculaire	70 kDa
Expédition	Sac de glace