

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpina10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk55

Numéro d'article: CM0026739



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SERPINA10 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la coagulation sur l'inhibiteur de protéase dépendant de la protéine Z. 51kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINA10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PZ1; ZPI; SERPINA10
Espèce	Humain
ID du gène	51156
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UK55
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace