

Serpinc1 Pab De Lapin - P01008

Numéro d'article: CM0018384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SERPINC1 (Antithrombine-III). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la coagulation sanguine et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERPINC1 pAb de lapin
Remarques / Alias	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	462
GeneID	462
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-259 de la SERPINC1 humaine (NP_000479.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01008
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace