


Anticorps Monoclonal Lapin Setd7 Pour Wb Et Elisa - Q8Wts6

Numéro d'article: CM0011800



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la histone-lysine N-méthyltransférase SETD7. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Outil de recherche épigénétique pour les études sur la méthylation des histones et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SETD7 mAc Lapin
KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7	
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	80854
ID de Gène	80854
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SETD7 humaine (Q8WTS6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTS6
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace