


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Sf3B2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13435

Numéro d'article: CM0025145



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine SF3B2, un composant clé du spliceosome. Adapté pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; reconnaît SF3B2 humain, murin et rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SF3B2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10992
GeneID	10992
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 616-895 de SF3B2 humain (NP_006833.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13435
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace