

Anticorps Monoclonal De Lapin Sfrp1 Pour Wb, Elisa - Q8N474

Numéro d'article: CM0010346

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin SFRP1 validé pour le transfert Western et l'ELISA, réagissant de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin SFRP1
Remarques/Alias	FRP ; FRP1 ; FrzA ; FRP-1 ; SARP2 ; SFRP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6422
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine SFRP1 humaine (Q8N474)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N474
Poids moléculaire protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace