


Pab De Lapin Anti-Sh2B1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrf2

Numéro d'article: CM0030587



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine SH2B1 (PSM), validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude des voies de signalisation JAK/STAT, de l'insuline, de la leptine et des facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SH2B1
Remarques / Alias	PSM; SH2B; SH2B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25970
GeneID	25970
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-520 de la protéine humaine SH2B1 (NP_056318.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRF2
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace