

Pab De Lapin Anti-Ship1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Numéro d'article: CM0015580



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SHIP1 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec SHIP1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation immunitaire et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SHIP1
Remarques / Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3635
GeneID	3635
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 900 et 1000 de la protéine SHIP1 humaine (NP_001017915.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92835
Poids de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac de glace