


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Shmt1 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P34896

Numéro d'article: CM0014861



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre SHMT1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la SHMT1 humaine, de souris et de rat (53 kDa), une sérine hydroxyméthyltransférase cytosolique essentielle pour le métabolisme à un carbone et le cycle du folate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHMT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SHMT; CSHMT; SHMT1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6470
GenelD	6470
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 285-444 de la SHMT1 humaine (NP_683718.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34896
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace