

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shmt2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P34897

Numéro d'article: CM0020679



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SHMT2 de haute qualité pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte la protéine SHMT2 humaine, murine et de rat (~56 kDa). Idéal pour la recherche sur le métabolisme à un carbone et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHMT2 pAb de lapin
Remarques/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; SHMT2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6472
GeneID	6472
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-504 de la SHMT2 humaine (NP_005403.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P34897
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace