

Acm Anti-Siah1 Lapin - Q8luq4

Numéro d'article: CM0004163



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SIAH1 validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine SIAH1 (31 kDa) humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination, l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-SIAH1 Lapin
Remarques/Alias	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6477
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine SIAH1 humaine (NP_003022.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IUQ4
Poids moléculaire protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace