

Siglec-15 Lapin Pab - Q6Zmc9

Numéro d'article: CM0019803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Siglec-15 pour les applications WB, IF-P, IHC-P, ELISA.

Reconnaît la Siglec-15 humaine et de rat (CD33L3), un récepteur immunitaire de 36 kDa exprimé dans les macrophages et les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Siglec-15 Lapin pAb
Remarques/Alias	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
Espèce	Humain
ID de gène	284266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-263 de la Siglec-15 humaine (NP_998767.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q6ZMC9
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace