


Siglec1 Lapin Pab - Q62230

Numéro d'article: CM0023987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Siglec1 de souris (Sialoadhésine, CD169) pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Sert d'outil clé pour étudier l'adhésion des macrophages, la capture des pathogènes et la régulation de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Siglec1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6614
GeneID	20612
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q62230
Poids protéique	183kDa
Expédition	Sac de glace