


Sigmar1 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99720

Numéro d'article: CM0026405



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SIGMAR1 humaine (récepteur sigma-1). Détecte les niveaux endogènes et fonctionne en WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études en neuroscience, signalisation cellulaire et neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIGMAR1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SRBP; ALS16; DSMA2; OPR51; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10280
GeneID	10280
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-223 de la protéine SIGMAR1 humaine (NP_005857.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99720
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace