

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt2 Pour Wb, Elisa - Q8Ixx6

Numéro d'article: CM0018634



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SIRT2 validé pour WB et ELISA, détecte le SIRT2 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude des fonctions de désacétylase du SIRT2 dans le cycle cellulaire, la transcription, le métabolisme et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIRT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	22933
ID de gène	22933
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-350 du SIRT2 humain (NP_036369.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8IXJ6
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace